

برنامه انجام تست های انعقادی تخصصی در آزمایشگاه کولایف

| نوع تست | روزهای انجام | حداقل نمونه مورد نیاز |
|--------------------------------|--|--|
| AT III VWF FV_L | روز های فرد یکشنبه-سه شنبه -پنجشنبه | حداقل 1 میلی لیتر |
| Protein C Protein S | روزهای یکشنبه و پنجشنبه | حداقل 1 میلی لیتر |
| Lupus Anticoagulants | روزهای زوج شنبه-دوشنبه - چهارشنبه | حداقل 1 میلی لیتر |
| فاکتورهای انعقادی و مهار کننده | روز سه شنبه | حداقل 1 میلی لیتر در مورد مهار کننده حداقل نمونه لازم 2 میلی لیتر می باشد. |

*تمامی تست ها روی نمونه پلاسما که از نمونه خون کامل دارای ضد انعقاد سیترات , دو بار در دور 4000 RPM به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شده باشد انجام می شود.

*موارد رد نمونه شامل نمونه های همولیز، لخته و لیپمیک می باشد.