



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۸۳	۲۸۳.۵۵	۴.۶۱	-۰.۰۳	۰.۱۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۱۱۷	۱۱۶.۷۵	۷.۶۴	۰.۰۴	۰.۲۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۹.۱	۹.۷۸	۷.۹۸	-۰.۹۱	۶.۹۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۴.۰	۳.۹۰	۷.۱۵	۰.۳۰	۲.۶۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۴.۹	۵.۲۲	۱۱.۱۴	-۰.۴۱	۶.۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۱.۷	۱.۶۹	۱۱.۷۸	۰.۰۴	۰.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۲۹۵	۲۸۹.۲۰	۴.۵۸	۰.۳۳	۲.۰۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۲۵۰	۲۵۹.۳۴	۶.۲۹	-۰.۴۷	۳.۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۷۳	۸۱.۹۷	۱۷.۰۸	-۰.۹۱	۱۰.۹۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۱۶۵	۱۳۹.۵۶	۹.۶۸	۱.۲۲	۱۸.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۳.۰	۳.۱۰	۵.۳۸	-۰.۵۵	۳.۲۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۴.۸	۵.۰۷	۸.۴۴	-۱.۰۵	۵.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۴۳۵	۴۷۵.۷۴	۹.۱۱	-۰.۵۵	۸.۵۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۱۵۰	۱۳۸.۵۷	۵.۷۶	۰.۸۲	۸.۲۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۱۳۸	۱۳۵.۱۳	۷.۰۲	۰.۲۱	۲.۱۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۵۲۰	۴۹۶.۶۱	۷.۶۹	۰.۳۱	۴.۷۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۷۱۰	۷۱۶.۹۹	۷.۶۵	-۰.۱۲	۰.۹۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۳۴۰	۳۲۰.۹۵	۱۰.۷۷	۰.۵۲	۵.۹۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۵۸	۵۲.۵۳	۳۰.۳۴	۰.۵۸	۱۰.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۱۷۷	۱۶۵.۵۱	۷.۳۳	۰.۶۳	۶.۹۴%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۱۲.۷	۱۲.۸۲	۴.۹۲	-۰.۱۹	۰.۹۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۶.۸	۷.۰۴	۷.۶۴	-۰.۴۳	۳.۳۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۲۲۳	۲۱۴.۴۴	۸.۷۱	۰.۳۳	۳.۹۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۳۱	۲۵۲.۵۱	۱۳.۰۷	-۰.۵۷	۸.۵۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Sodium	۱۵۴	۱۵۳.۰۴	۲.۸۹	۰.۳۱	۰.۶۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Potassium	۵.۸	۵.۸۳	۵.۰۴	-۰.۱۳	۰.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Lithium	۱.۸۱	۱.۹۶	۱۰.۸۳	-۰.۶۸	۷.۴۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	TF	۱۹.۵	۱۸.۷۵	۸.۹۶	۰.۳۴	۴.۰۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	TSH	۱۱.۸۷	۱۳.۶۸	۱۴.۳۸	-۱.۱۰	۱۳.۲۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	Total PSA	۱۴.۴۲	۱۵.۲۵	۱۱.۴۲	-۰.۵۴	۵.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول