



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose	۱۱۲	۱۱۲.۶۱	۴.۳۴	-۰.۰۹	۰.۵۴%	جزئیات
۲	Urea	۴۴	۴۴.۷۲	۶.۶۳	-۰.۲۸	۱.۶۱%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۸	۶.۴۲	۸.۴۹	-۱.۲۵	۹.۶۳%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴	۱.۴۶	۶.۷۳	-۰.۴۳	۳.۷۸%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۶	۱.۶۰	۱۰.۴۵	-۰.۰۱	۰.۱۲%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۰۲	۰.۹۹	۱۴.۹۴	۰.۱۵	۲.۸۲%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۱	۱۶۱.۷۷	۴	-۰.۰۸	۰.۴۷%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۰۰	۱۰۵.۵۴	۶.۳۵	-۰.۶۹	۵.۲۵%	جزئیات
۹	HDL	۵۴	۴۸.۱۷	۱۰.۰۴	۱.۰۱	۱۲.۰۹%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۹	۷۷.۴۵	۷.۳۸	۰.۱۳	۲%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۱۵	۴.۲۹	۶.۱۷	-۰.۵۴	۳.۲۶%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۰	۶.۳۲	۶.۴۸	-۱.۰۳	۵.۱۲%	جزئیات
۱۳	ALP	۲۵۴	۲۸۲.۵۷	۹.۲۸	-۰.۶۵	۱۰.۱۱%	جزئیات
۱۴	AST	۳۷	۳۵.۱۹	۷.۷۸	۰.۵۱	۵.۱۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۵	۳۳.۹۰	۸.۸۴	۰.۳۳	۳.۲۶%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۸۱	۱۸۶.۴۱	۷.۴۳	-۰.۱۹	۲.۹%	جزئیات
۱۷	LDH	۴۰۶	۴۱۷.۴۵	۵.۵۷	-۰.۳۴	۲.۷۴%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۹	۹۴.۹۳	۶.۶۵	-۰.۵۴	۶.۲۵%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۵	۳۳.۱۷	۲۹.۳۴	۰.۳۱	۵.۵۱%	جزئیات
۲۰	GGT	۵۰	۴۵.۲۲	۹.۱۱	۰.۹۶	۱۰.۵۷%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Calcium	۸.۷	۸.۷۸	۳.۹۸	-۰.۱۹	۰.۹۳%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۶	۴.۷۲	۶.۴۳	-۰.۳۳	۲.۵۴%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۰۰	۱۰۳.۷۵	۸.۹۲	-۰.۳۰	۳.۶۲%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۲۵	۲۵۱.۹۶	۹.۳۳	-۰.۷۱	۱۰.۷%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۳۹	۱۳۷.۷۳	۲.۱۹	۰.۴۶	۰.۹۲%	جزئیات
۲۶	Potassium	۴.۰	۳.۸۶	۲.۶۳	۱.۰۷	۳.۷۳%	جزئیات
۲۷	Lithium	۰.۹۷	۰.۹۶	۵.۹	۰.۱۳	۱.۴۶%	جزئیات
۲۸	TF	۷.۸۲	۷.۲۹	۴.۴۳	۰.۶۰	۷.۲۴%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۲۴	۱.۳۹	۱۴.۷۲	-۰.۹۲	۱۱.۰۵%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۹.۲۲	۹.۴۳	۱۳.۶۳	-۰.۲۳	۲.۲۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول