

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## B3 Results

## نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 1729	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Urine Protein</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172205)	mg/L	230.00	105	217.54	13.41	<b>0.57</b>
<b>Protein/Cr Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172235)	mg/g Cr	958.30				
<b>Protein (24h)</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172256)	mg/24h	322.00				
<b>Creatinine B3</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172276)	mg/dL	24.00				
<b>Creatinine 24</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172295)	mg/24h	336.00				
<b>Calcium</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172315)	mg/dL	4.50				
<b>Calcium 24</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172335)	mg/24h	63.00				
<b>Calcium/Creatinine Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172354)	mg/mg	0.19				
<b>Uric Acid B3</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172362)	mg/dL	17.50	189	16.45	12.03	<b>0.64</b>

<b>Uric Acid 24</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172389)	mg/24h	245.00				
<b>UricAcid/Creatinine Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/538/172404)	mg/mg	0.73				

---

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.