

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2010	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Simens	نام	
Simens. Advia-2120	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172583)	g/dL	12.80	10	13.04	5.20	0.61
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172606)	%	39.60	10	35.77	13.77	2.68
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172629)	pg	30.80	9	31.38	5.59	0.61
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172652)	g/dL	34.00	10	36.71	9.06	1.85
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172675)	fL	87.00	10	81.53	6.24	1.68
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172698)	x10 ³ / μL	247.00	10	257.80	25.31	0.47
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172721)	x10 ⁶ / μL	4.12	9	4.07	3.43	0.40
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/546/172744)	x10 ³ / μL	15.37	9	14.54	7.41	0.71

Copyright © 2024 IAELD. All rights reserved.