

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## B3 Results

## نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

کد نمونه 1109	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Urine Micoalbumin</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/569/172780)	mg/L	106.00	30	107.22	22.19	<b>0.11</b>
<b>Microalbumin/Cr Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/569/172794)	mg/g Creatinine	132.50	21	184.09	85.08	<b>2.00</b>
<b>Microalbumin (24h)</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/569/172806)	mg/24h	148.40	26	158.10	23.30	<b>0.61</b>

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.