

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36743)

چاپ

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## FS Results

## نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1091	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>AFP</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174322)	ng/mL	15.06	78	16.37	12.35	<b>0.67</b>
<b>Free βhCG</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174344)	ng/mL	30.50	99	32.97	9.62	<b>0.50</b>
<b>hCG</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174354)	IU/L	91558.00	13	85816.82	5.68	<b>0.45</b>
<b>Inhibin A</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174378)	pg/mL	333.00	65	345.01	14.86	<b>0.23</b>
<b>PAPP-A</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174391)	mIU/mL	4.70	94	4.60	13.12	<b>0.15</b>
<b>Unconjugated E3</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36743/542/174401)	ng/mL	0.78	42	1.02	25.72	<b>1.16</b>