

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

## H4 Results

## نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2079	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Systemex	نام	
Systemex. K21	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182772)	g/dL	15.80	1227	15.27	2.53	1.17
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182794)	%	43.70	1178	40.45	2.85	2.01
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182816)	pg	31.50	1213	31.18	2.63	0.34
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182838)	g/dL	37.00	1217	37.69	3.11	0.46
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182860)	fL	83.80	1218	82.64	2.55	0.35
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182882)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	484.00	1202	495.86	5.20	0.27
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182904)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	4.71	1205	4.90	1.71	1.28
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36745/603/182926)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	22.47	1171	23.63	3.18	0.61

**Copyright © 2024** IACLD. All rights reserved.