

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

P1 Results

نمونه مجهول Parasitology P1.1

کد نمونه 1992	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

• Borrelia sp	پاسخهای صحیح
1	تعداد پاسخهای شما
1	تعداد پاسخهای صحیح شما
کاملاً صحیح	نتیجه نهایی شما
تشخیص صحیح	✓
تشخیص آزمایشگاه	➔
تعداد آزمایشگاه ها	1598
تعداد پاسخها (هر آزمایشگاه حداکثر چهار پاسخ)	1942

جدول شماره 1. گزارش تشخیص

پاسخ شما	تشخیص	تعداد گزارش	درصد	پاسخ صحیح
	Ascaris lumbricoides male worm	1	% 0.05	
	Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)	1	% 0.05	
	Ascaris lumbricoides ova (Fertilized)	6	% 0.31	
	Ascaris lumbricoides ova (Unfertilized)	1	% 0.05	
	Babesia spp.	39	% 2.01	
	Blastocystis hominis	1	% 0.05	
➔	Borrelia sp	1255	% 64.62	✓
	Clonorchis sinensis	1	% 0.05	
	Dicrocoelium dendriticum ova	1	% 0.05	
	Entamoeba coli cyst	1	% 0.05	
	Entamoeba coli trophozoite	1	% 0.05	
	Enterobius vermicularis female worm	1	% 0.05	
	Fasciola egg	1	% 0.05	
	Giardia lamblia cyst	5	% 0.26	

	Giardia lamblia trophozoite	2	% 0.10	
	Hookworm larva	2	% 0.10	
	Hookworm ova	1	% 0.05	
	Hymenolepis nana ova	1	% 0.05	
	Iodamoeba butschlii trophozoite	1	% 0.05	
	Isospora belli oocyst	1	% 0.05	
	Leishman body / Leishmania Amastigotes	24	% 1.24	
	Leishman-Donovan body	7	% 0.36	
	Leishman-Donovan body / Leishmania Amastigotes	7	% 0.36	
	Leishmania Promasitgotes	5	% 0.26	
	Parasite is not identified	2	% 0.10	
	Parasite is not seen	15	% 0.77	
	Plasmodium falciparum	19	% 0.98	
	Plasmodium falciparum - Gametocytes	31	% 1.60	
	Plasmodium falciparum - Ring forms	46	% 2.37	
	Plasmodium falciparum - Schizonts	19	% 0.98	
	Plasmodium falciparum - Trophozoites	25	% 1.29	
	Plasmodium knowlesi - Simian malaria	2	% 0.10	
	Plasmodium malariae	11	% 0.57	
	Plasmodium malariae - Gametocytes	14	% 0.72	
	Plasmodium malariae - Ring forms	4	% 0.21	
	Plasmodium malariae - Schizonts	12	% 0.62	
	Plasmodium malariae - Trophozoites	8	% 0.41	
	Plasmodium ovale	4	% 0.21	
	Plasmodium ovale - Gametocytes	6	% 0.31	
	Plasmodium ovale - Schizonts	3	% 0.15	
	Plasmodium ovale - Trophozoites	3	% 0.15	
	Plasmodium spp.	4	% 0.21	
	Plasmodium vivax	42	% 2.16	
	Plasmodium vivax – Amoeboid	15	% 0.77	
	Plasmodium vivax - Gametocytes	46	% 2.37	
	Plasmodium vivax - Ring forms	63	% 3.24	
	Plasmodium vivax - Schizonts	60	% 3.09	
	Plasmodium vivax - Trophozoites	36	% 1.85	

	Sarcocystis spp. oocyst / sporocyst	1	% 0.05	
	Schistosoma japonicum ova	1	% 0.05	
	Strongyloides stercoralis rhabditiform larva	1	% 0.05	
	Taenia spp. ova	2	% 0.10	
	Trichinella spiralis - Adult Worm	1	% 0.05	
	Trichinella spiralis - Encysted larvae	3	% 0.15	
	Trichomonas hominis / Pentatrichomonas hominis	1	% 0.05	
	Trichomonas tenax	1	% 0.05	
	Trichomonas vaginalis	1	% 0.05	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura female worm	9	% 0.46	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura male worm	4	% 0.21	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura ova	61	% 3.14	

Copyright © 2024 IAACL. All rights reserved.