

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36744)

چاپ

دوره چهل و ششم پائیز 1402

B1 Results

نمونه سرم مجهول بیوشیمی

کد نمونه 2032	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Albumin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179761)	g/dL	3.00	289	3.18	6.31	0.93
ALP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179782)	U/L	320.00	473	348.18	9.07	0.52
ALT (GPT) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179804)	U/L	15.00	487	14.79	17.07	0.14
Amylase (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179827)	U/L	50.00	274	52.47	10.74	0.41
AST (GOT) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179845)	U/L	120.00	491	116.91	7.95	0.26
Ca (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179871)	mg/dL	8.60	462	8.55	4.52	0.13
Cholesterol (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179896)	mg/dL	112.00	348	110.40	5.51	0.24
CK (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179920)	U/L	241.00	336	250.35	8.63	0.25
Creatinine (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179944)	mg/dL	2.80	383	2.42	10.90	1.79
Fe (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179968)	µg/dL	80.00	409	81.56	11.08	0.16
GGT (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/179988)	U/L	8.77	175	8.84	24.47	0.07

Glucose (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180005)	mg/dL	193.00	450	192.92	5.05	0.01
HDL-C (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180030)	mg/dL	29.00	442	29.19	12.16	0.05
K (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180047)	mEq/L	4.70	893	4.39	4.08	2.02
LD (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180059)	U/L	558.00	376	552.80	8.21	0.12
LDL-C (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180083)	mg/dL	61.00	316	57.97	9.01	0.35
Li (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180100)	mEq/L	0.26	148	0.29	46.79	1.03
Na (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180104)	mEq/L	133.00	913	130.25	3.08	1.06
Phosphorus (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180116)	mg/dL	5.10	395	5.01	8.31	0.24
Total Bilirubin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180199)	mg/dL	0.90	198	0.88	11.11	0.12
Triglyceride (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180224)	mg/dL	104.00	433	108.56	6.27	0.55
Total Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180247)	g/dL	5.05	264	5.45	8.59	1.47
Urea (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180299)	mg/dL	102.00	512	105.21	8.08	0.54
Uric Acid (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/570/180324)	mg/dL	6.50	352	7.07	8.15	1.04

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.