

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36744)

چاپ

دوره چهل و ششم پائیز 1402

## H4 Results

## نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2030	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
نام	Simens	
مدل	Simens. Advia-2120	
< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Hb</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/180931)	g/dL	13.20	5	12.58	8.04	<b>1.64</b>
<b>Hct</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/180953)	%	37.00	5	35.58	4.29	<b>1.00</b>
<b>MCH</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/180975)	pg	31.20	5	29.90	16.49	<b>1.45</b>
<b>MCHC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/180997)	g/dL	36.30	5	36.06	10.43	<b>0.17</b>
<b>MCV</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/181019)	fL	86.00	5	82.44	8.72	<b>1.08</b>
<b>Plt</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/181041)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	285.00	5	247.80	33.78	<b>1.67</b>
<b>RBC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/181063)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	4.17	5	4.29	11.91	<b>0.96</b>
<b>WBC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/578/181085)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	16.91	5	16.12	23.99	<b>0.61</b>

**Copyright © 2024** IAELD. All rights reserved.