

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36744)

چاپ

دوره چهل و ششم پائیز 1402

B3 Results

نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

کد نمونه 1110	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Micoalbumin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/591/181122)	mg/L	85.40	32	83.88	17.00	0.18
Microalbumin/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/591/181135)	mg/g Creatinine	106.70	24	109.53	19.41	0.18
Microalbumin (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/36744/591/181148)	mg/24h	119.60	25	113.09	15.42	0.58

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.