


کولایف

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی
دستورالعمل پذیرش و رد نمونه غربالگری جنینی

شماره سند: SOP-IMO-0233

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
1402/9/05	00	بازنگری اسناد	نام خانم ظفریان سمت: کارشناس بخش	نام: رضامحمدی سمت: مسئول تضمین کیفیت	نام: دکتر هاشمی سمت: مسئول فنی
		امضا			 

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی

شماره سند: SOP-IMO-0233	دستورالعمل پذیرش و رد نمونه غربالگری جنینی	 آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی
شماره بازنگری: 00		

دستورالعمل رد و قبول نمونه غربالگری جنینی


عوامل رد و قبول ممکن است در فرم و سونوگرافی بیمار یا نمونه وجود داشته باشند.

فرم و سونوگرافی:

اطلاعات زیر مواردی هستند که حتما باید در پرونده موجود باشد و در صورت عدم وجود و یا مغایرت نقص پرونده محسوب می شود و موجب دیرکرد جوابدهی می شود. آزمایشگاه مبدا موظف است در هنگام پذیرش فرم را چک کند و موارد نقص را در حضور مادر اصلاح کند.

- 1) نام و نام خانوادگی مادر (اطلاعات هویتی)
 - 2) تاریخ تولد مادر
 - 3) تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده (PARA)
 - 4) تعداد سقط
 - 5) تعداد بارداری های مجموع زنده و سقط (GRAVITY)
 - 6) سابقه دیابت وابسته به انسولین (دقت شود فقط مصرف انسولین مد نظر است)
 - 7) سابقه مصرف سیگار (دقت شود فقط مصرف سیگار مهم است)
 - 8) سابقه مشکلات ژنتیکی (سندرم داون و سایر سندرم ها و یا نقص در لوله عصبی) (دقت شود مهم مشکلات مربوط به فرزندان و جنین های زنده یا مرده همین مادر است و نه خویشاوندان)
 - 9) در صورتی که بیمار IVF انجام داده اند باید اطلاعات زیر وارد شود: (دقت شود فقط IVF مهم است)
 - تاریخ تولد مادر یا فرد اهدا کننده تخمک
 - تاریخ جمع آوری تخمک
 - تاریخ لقاح
 - تاریخ انتقال
- *حداقل وجود یک تاریخ (جمع آوری، لقاح، انتقال) مهم است.
- 10) سونوگرافی کامل و واضح با اطلاعات زیر:
- نام و نام خانوادگی بیمار
 - تاریخ انجام سونوگرافی
 - CRL, NT, BPD, FL, HC و NT برای دبل مارکر ضروری است برای سایر اسکرین ها می توان از فاکتورهای دیگر استفاده کرد.

*CRL در مورد غربالگری سه ماه اول باید در محدوده 45-84 میلی متر باشد.

شماره سند: SOP-IMO-0233	دستورالعمل پذیرش و رد نمونه غربالگری جنینی	 آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی
شماره بازنگری : 00		

• سن تخمینی بارداری

11) تست درخواستی متناسب با هفته بارداری

12) تاریخ نمونه گیری

13) وزن فعلی مادر

نمونه سرم:

موارد رد نمونه سرم شامل:

نمونه ناکافی، همولیز، لیپمیک، ایکتریک، عدم رعایت دمای مناسب ارسال (زنجیره سرد)، جمع آوری نمونه در لوله های حاوی ضد انعقاد، عدم همخوانی مشخصات فرم با سونوگرافی با برچسب لوله، مخدوش بودن یا ناخوانا بودن برچسب مشخصات، شکستگی یا نشتی ظرف حاوی نمونه، نگهداری سرم بیش از 1 هفته در دمای 2-8 درجه سانتی گراد

کولایف

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی