

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/42790)

چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 2122	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

ملاك اصلی قضاوت در خصوص روش‌های اجرایی اندازه‌گیری کمی ترکیبات ادراری شامل پروتئین، آلبومین، کراتینین، کلسیم و اسید اوریک، نتایج روش مستقیم اندازه‌گیری آنها و نه نتایج مربوط به محاسبه میزان آنالیت در ادرار 24 ساعته یا نسبت آنالیت به کراتینین می باشد.

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195343)	mg/L	30.50				
Protein/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195362)	mg/g Cr	35.40				
Protein (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195381)	mg/24h	305.00				
Creatinine B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195401)	mg/dL	85.40				
Creatinine 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195421)	mg/24h	854.00				
Calcium (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195440)	mg/dL	6.36				
Calcium 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195459)	mg/24h	63.60				
Calcium/Creatinine Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195476)	mg/mg	0.07				

Uric Acid B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195495)	mg/dL	35.60				
Uric Acid 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195513)	mg/24h	356.00				
UricAcid/Creatinine Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1634/195530)	mg/mg	0.42				

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.