

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/42790)

چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2500	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
نام	Abbott	
مدل	Abbott. 1700-Cell-Dyn	
< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196422)	g/dL	13.30	6	12.82	3.87	1.26
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196442)	%	38.00	6	34.10	6.13	2.86
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196462)	pg	33.00	6	30.55	4.77	2.67
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196482)	g/dL	43.20	6	38.95	6.18	2.73
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196502)	fL	76.30	6	78.27	2.91	0.63
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196522)	x10 ³ / μL	512.00	6	577.67	15.68	1.26
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196542)	x10 ⁶ / μL	4.05	6	4.20	3.58	1.19
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1641/196562)	x10 ³ / μL	3.55	6	6.63	25.54	5.81

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.