

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/42790)

چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

## FS Results

## نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1179	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>AFP</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/194979)	ng/mL	20.60				
<b>Free βhCG</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/195001)	ng/mL	34.10	114	35.09	7.63	<b>0.19</b>
<b>hCG</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/195022)	IU/L	84986.60				
<b>Inhibin A</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/195036)	pg/mL	334.20	52	342.52	9.77	<b>0.16</b>
<b>PAPP-A</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/195048)	mIU/mL	4.83	106	5.36	10.33	<b>0.66</b>
<b>Unconjugated E3</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/42790/1651/195061)	ng/mL	0.80	84	0.85	43.91	<b>0.28</b>