


برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/21950)

دوره سی و نهم تابستان 1400

## U1 Results


## نمونه مجهول ادرار

|               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| کد نمونه 1295 | EQAP-19374 | آزمایشگاه کولایف |
|---------------|------------|------------------|




Ph

|      |                        |
|------|------------------------|
| 1806 | تعداد اعضای اولیه گروه |
| 1702 | تعداد اعضا (وزن دار)   |
| 6.46 | میانگین گروه           |
| 0.59 | انحراف معیار گروه      |
| 6.51 | میانگین وزندار         |
| 0.48 | انحراف معیار وزندار    |
| 7.00 | نتیجه شما              |
| 0.75 | DI                     |



**Specific Gravity**


|       |                        |
|-------|------------------------|
| 1796  | تعداد اعضای اولیه گروه |
| 1320  | تعداد اعضا (وزن دار)   |
| 1.026 | میانگین گروه           |
| 0.004 | انحراف معیار گروه      |
| 1.026 | میانگین وزندار         |
| 0.003 | انحراف معیار وزندار    |
| 1.024 | نتیجه شما              |
| 0.813 | DI                     |



**Urine Protein**


|      |       |
|------|-------|
| 1742 | .Neg  |
| 48   | Trace |
| 8    | +1    |
| 5    | +2    |
| 2    | +3    |

|      |           |
|------|-----------|
| 1    | +4        |
| .Neg | نتیجه شما |



Urine Glucose


|     |           |
|-----|-----------|
| 17  | .Neg      |
| 19  | Trace     |
| 124 | +1        |
| 454 | +2        |
| 828 | +3        |
| 367 | +4        |
| +2  | نتیجه شما |



Urine Hemoglobin


|     |       |
|-----|-------|
| 606 | .Neg  |
| 321 | Trace |
| 374 | +1    |

|     |           |
|-----|-----------|
| 362 | +2        |
| 127 | +3        |
| 7   | +4        |
| +1  | نتیجه شما |



Urine Ketone

|      |           |
|------|-----------|
| 1775 | .Neg      |
| 3    | Trace     |
| 6    | +1        |
| 6    | +2        |
| 6    | +3        |
| 1    | +4        |
| .Neg | نتیجه شما |



Urine Nitrite

|    |      |
|----|------|
| 28 | .Neg |
|----|------|

|      |           |
|------|-----------|
| 1783 | .Pos      |
| .Pos | نتیجه شما |

---

Copyright © 2021 IACLD. All rights reserved.